

**MODUS  
SOFT**



**APLIKATÖR  
TEKNOLOJİSİ**




**Soft Aplikatör  
Teknolojisi Modus  
ESWT cihazı için  
özel olarak  
geliştirilmiştir.**

# MODUS SOFT APLİKATOR

ESWT cihazlarında kullanılan metal aplikatörler (transmitter) bazı durumlarda uygulama konforunu olumsuz etkilemektedir. Özellikle ağrı eşiği yüksek olan ve ileri derecede komplikasyonu olan hastalarda tedavi çok ağrılı olabilmekte hatta seanslar yarım kalabilmektedir.

**Soft Aplikatör** ile yapılan seanslarda hastalara şok dalga iletimi daha yüksek olurken hastanın ağrı hissi %50'den fazla azalmaktadır.



# DAHA ÇOK ETKİ DAHA AZ AĞRI

Metal aplikatör ile silikon başlık arasında iletkenliği yüksek sıvı bulunmaktadır. Bu sayede şok dalgaları doku üzerinde hasar oluşturmaz ve ağrısız tedaviye olanak sağlar.

Böylece yeni teknoloji soft aplikatörlerle hastalarınıza **hem daha etkili hem de ağrısız** ESWT seansları yapabilirsiniz.

Radial model  
ESWT cihazlarında sıvı destekli  
Soft Aplikatör  
teknolojisi



# GENİŞ KULLANIM ALANI

Soft aplikatör teknolojisi ile şok dalga tedavisini çok geniş bir alanda uygulayabilirsiniz.

Ortopedi, fizyoterapi, spor tıbbı, üroloji, estetik, güzellik ve veterinerlik alanlarında soft aplikatör teknolojisi Modus farkıyla kullanılmaktadır.

MODUS  
**SOFT**  
**APLIKATÖR**  
**TEKNOLOJİSİ**



[www.incelmedikal.com](http://www.incelmedikal.com)

tel: +90 312 255 3346

faks: +90 312 255 3347

e-posta: [info@incelmedikal.com](mailto:info@incelmedikal.com)

adres: İvogsan Hasemek Sanayi Sitesi 22. Cad.

1465 Sokak No:6 Ostim, Yenimahalle

Ankara / Türkiye